



شرکت دانش بنیان دناژن تجهیز

طراح و تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی و بیوتکنولوژی

درباره ما


شرکت دناژن تجهیز در سال ۱۳۹۳، در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تهران تأسیس شد، با افتخار به عنوان یک شرکت دانش بنیان و تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی برجسته خود را به مخاطبان معرفی کرده است. تمرکز ما بر روی طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، مواد آزمایشگاهی و بیوتکنولوژی است. همچنین، مفتخریم دارای یک واحد فعال تحقیق و توسعه هستیم که دربردارنده ی جدیدترین دستگاه ها و تکنولوژی های روز دنیا می باشد.

هدف اصلی ما در دناژن، ارائه راهکارهایی مناسب، قابل اعتماد و دقیق برای محققین و دانشمندان و متخصصین علوم بیولوژی مولکولی است تا بتوانند بهترین نتایج را در آزمایش های خود بدست آورند. همواره از بدو تاسیس تلاش کرده ایم با تمرکز بر کیفیت، دقت و انعطاف پذیری به عنوان یک شرکت پیشرو در ایران با بهره مندی و استفاده از آخرین فناوری ها بهترین تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی را به مشتریان خود ارائه دهیم. شرکت، با تولید کالایی در حد و کیفیت بهترین استانداردهای جهانی، در مسیر تبدیل شدن به یک برند معتبر جهانی تمام اهتمام خود را در این راه به کار می گیرد.



دستگاه ترموبلاک (انکوباتور حمام خشک): نوع خاصی از انکوباتور است که جهت نگهداری نمونه‌های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهم‌ترین کاربرد ترموبلاک در آزمایشگاه‌های بیوتکنولوژی، ژنتیک، بیوشیمی و میکروب‌شناسی است. شرکت دنا ژن تجهیز تولید کننده ترموبلاک با دقت دمایی بالا و پوشش کامل طیف دمایی مربوط به فرایندهای بیولوژیک می‌باشد.

با طراحی حرفه ای و ساده این دستگاه، کاربر به راحتی می‌تواند دمای نمونه‌های آزمایشگاهی را (با دقت ۰.۱ درجه سانتی گراد) برای مدت مورد نیاز کنترل و بدون هیچ گونه آلودگی انکوبه کند. همچنین بلاک دستگاه به گونه ای طراحی شده است که نمونه های با حجم ۰.۲، ۰.۵ و ۱.۵ میلی لیتر به تعداد مناسب از هر سایز و به صورت هم زمان قابلیت بارگذاری را دارند. استفاده از تکنولوژی پلتیر (تکنولوژی مورد استفاده در ترموسایکلر) موجب کیفیت و دقت و همچنین دامنه وسیع دمایی دستگاه ترموبلاک ساخت دنا ژن شده است.



ترموبلاک

بلاک: مکان قرار گیری نمونه

صفحه نمایش: نشان دادن دما و زمان

مسیرهای تهویه

کلیدهای تنظیم دما

کلیدهای تنظیم زمان

دکمه stop / run

به منظور ایجاد وقفه و running دوباره واکنش





کاربرد

- بیوتکنولوژی
- ژنتیک
- بیوشیمی و میکروب شناسی
- انتقال ژن
- آزمایشگاه های پاتولوژی



ویژگی ها

- دقت دمایی بالا
- قابلیت انکوباسیون انواع ویال ها
- قابلیت سرد و گرم کردن نمونه ها
- مناسب فرآیندهای حساس آزمایشگاه مولکولی
- پوشش کامل رنج دمایی
- استفاده از تکنولوژی پلتیر

DTB-۱۰۰	مدل
۰٫۵	دقت دمایی (درجه سانتیگراد)
حدود ۵	سرعت افزایش دما (درجه سانتی گراد در دقیقه)
۱۶ × ۱٫۵	ظرفیت (میلی لیتر)
۱۵ × ۰٫۵	
۱۲ × ۰٫۲	
۱۰۰ ساعت	حداکثر زمان فعالیت
۴	وزن (کیلوگرم)
۲۲.۷ AC	برق ورودی

ترموبلاک به طور موثر و دقیق واکنش‌های بیوشیمیایی و مولکولی را تسهیل می‌کند، که برای تحقیقات در زمینه ژنتیک و میکروبیولوژی ضروری است.

ترموبلاک دناژن تجهیز با قابلیت برنامه‌ریزی و تنظیمات مناسب، انعطاف‌پذیری و کارایی بالایی را برای کاربردهای مختلف آزمایشگاهی فراهم می‌کند.





ایران، تهران، حکیمیه، خیابان افق، مجتمع بین المللی پارک فناوری سلامت ، مرکز رشد تجهیزات پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

+۹۸۲۱۶۶۸۴.۴۳۵ 

+۹۸۹۱۲۷۷۱۹۷۷۴ 

www.Denagene.com 

Salesmanager@denagene.com 



اسکن کنید

ساخت تجهیزات آزمایشگاهی با کیفیت رسالت ماست.

کلیه حقوق این کاتالوگ برای شرکت دناژن تجهیز محفوظ است